

### Описание объекта закупки

Экран полимерный прозрачный для защиты глаз и органов дыхания стоматолога «ЭЗ – «Целит»

#### Спецификация:

| Наименование<br>товара в<br>соответствии с КТРУ<br>(работ, услуг) | Код ОКПД 2, код<br>позиции каталога<br>товаров, работ, услуг<br>(при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Характеристики товара (работ, услуг)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Экран защитный для<br>лица                                        | <b>Код ОКПД-2</b><br><br>32.50.42.120<br><br><b>Код позиции<br/>КТРУ</b><br><br>26.60.12.119-00000226<br><br><b>Описание:</b><br>Прозрачное,<br>предохранительное<br>изделие, надеваемое на<br>лицо для защиты<br>медицинского<br>работника от брызг<br>крови и других<br>жидкостей тела при<br>проведении какой-либо<br>клинической<br>процедуры. Это<br>изделие разового<br>использования. | <b>Наименование показателей</b>                          | <b>Значение показателя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Назначение                                               | Экран предназначен для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания врача-стоматолога от прямого попадания мелких частиц и пыли, а также при выполнении всех видов ортопедических работ, связанных с пылевыделением.                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Описание                                                 | Основная часть изделия – обзорный бесцветный щиток, изготовленный из полимерной пленки, не искажает видимые предметы, не отражает свет, не желтеет. Открытая оправа очковая с заушниками, раскрытая до упора, установленная на горизонтальной плоскости, касается этой плоскости в четырех точках. Защелка оправы обеспечивает надежную фиксацию экрана к оправе и обеспечивает целостность пленки и крепежа. |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Толщина защитного экрана                                 | 250 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Размеры защитного экрана                                 | Высота                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165±5 мм        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Длина большего основания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250±5 мм        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Длина меньшего основания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130±5 мм        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Размеры очковой оправы                                   | Длина основы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133±5 мм        |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Общая длина заушника, при максимальном раскрытии заушников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | не более 140 мм |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цвет очковой оправы                                      | Белый / Фиолетовый / Зеленый / Розовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Устойчивость к дезинфекции                               | Соответствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Маскирование сменных щитков защитной пленкой с 2х сторон | Соответствие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |

|  |  |                    |                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Комплектация       | Оправа очковая – не менее 1 шт;<br>Щиток – не менее 5 шт;<br>Коробка с напечатанной инструкцией по применению – не менее 1; шт;<br>Стикер — не менее 5 шт. |
|  |  | Область применения | Стоматология                                                                                                                                               |
|  |  | Единица измерения  | Шт*                                                                                                                                                        |

**\*1 Шт = 1 уп = 1 комплект**