

Описание объекта закупки
Цемент стоматологический цинкфосфатный «НеоДент»

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Цемент стоматологический на основе фосфата цинка	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000367 Описание: Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве стоматологического цемента (например, пломбирующего вещества, лайнера, базы) и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение осуществляется за счет реакции между порошком оксида [основной составляющей которого является оксид цинка (ZnO)] и водным раствором фосфорной кислоты. Как правило, включает дополнительные наполнители/компоненты. После применения изделие нельзя использовать повторно.	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Предназначен для пломбирования молочных зубов, а также зубов, подлежащих закрытию коронками; создания изолирующей прокладки при пломбировании зубов; фиксации вкладок, штифтов, коронок и мостовидных протезов.
		Описание	Цемент выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. Пломбировочный материал образуется при смешивании порошка и жидкости. Цемент обладает высокой механической прочностью при сжатии, обеспечивает надежное краевое прилегание. Благодаря наличию модифицированных добавок, экзотермическая реакция при замешивании проходит крайне быстро и в полости не наблюдается разогрева материала.
		Форма выпуска	Порошок (банка) -50 / 100 г Жидкость (флакон-капельница) -30 / 60 мл
		Цвет порошка	белый / светло-желтый
		Состав	Порошок: окись цинка, биокерамика на основе оксида циркония, модифицирующие добавки. Жидкость: модифицированный раствор ортофосфорной кислоты
		Температура замешивания	18-23 С
		Замешивание для постановки изолирующей прокладки и пломбирования полостей	Пропорция порошок/жидкость 2:1
			Рабочее время при соблюдении температуры замешивания, мин. 1,5-2
			Время твердения цемента, мин 5-6
		Замешивание для фиксации коронок, мостовидных протезов, вкладок и штифтов	Пропорция порошок/жидкость 1,3-1,5:1
			Рабочее время при соблюдении температуры замешивания, мин. 2
			Время твердения цемента, мин 5-6
		Срок годности	Не менее 24 мес
		Область применения	Стоматология
		Единица измерения	Шт*

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект