

Описание объекта закупки
Головки эластичные стоматологические «Diaflex» набор №1 8 шт.

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	
Головка шлифовальная стоматологическая, многоразового использования	Код ОКПД-2 32.50.13.190 Код позиции КТРУ 32.50.11.000-000000092 Описание: Вращающаяся насадка, разработанная для присоединения к наконечнику стоматологической бормашины с целью осуществления абразивного вращения, как правило, для полировки и сглаживания натуральных или реставрационных стоматологических материалов (например, коронок) во время стоматологической процедуры. Изделие, также известное как полир, выпускается в различных формах (например, конической), размерах и из разных материалов (например, из кремнийорганического соединения, резины, карборунда, оксида алюминия). Это изделие, пригодное для многоразового использования.	Наименование показателей	Значение показателя	
		Назначение	Головки эластичные предназначены для предварительной и окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цемента.	
		Характеристики:		
		Рабочая часть	натуральный и синтетический каучук	
		Наполнитель	синтетический алмаз	
		Держатель	латунь, покрытая никелем	
		Хвостовик	РА (угловой наконечник)	
		Скорость вращения	не более 10 тыс. об/мин	
		Результат шлифовки	зеркальная гладкая поверхность	
		Форма головки	Размер рабочей части	Назначение формы
		Пламевидная, стандартная (Пламя СК11)	4,5х13 мм.	Для вестибулярных и проксимальных поверхностей.
		Обратноконусная, конический конец с выемкой (Чаша узкая СК12)	6,5х10 мм	Для жевательных поверхностей моляров и премоляров.
		Обратноконусная, только с боковым резанием, вогнутый конец (Чаша широкая СК13)	9х8 мм	Для жевательных поверхностей моляров и премоляров.
		Линза резание только ободком (Линза СК14)	9х5,5 мм	Для вестибулярных и проксимальных поверхностей.
		ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012	Соответствие	
		Метод стерилизации	Автоклавирование	
		Цветокодировка:	серый	предварительная обработка
			бежевый	Окончательная обработка
		Комплект поставки:	8 шт. в коробке полимерной.	
		Единица измерения	Упаковка	