

**Техническое задание для тендеров на
Порошок полировальный зуботехнический «ПолирПро»
Производство ООО «Целит», Россия**

| Наименование товара | Упаковка | ОКП | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики |
|--|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">Порошок полировальный зуботехнический «ПолирПро» (или эквивалент)</p> | <p style="text-align: center;">Емкость полимерная (ведро): не менее 4 кг</p> | <p style="text-align: center;">93 9154</p> | <p>Порошок предназначен для обработки пластмассовых и металлических съемных зубных протезов. Физико-механические свойства материала определены подбором гранулометрического состава и свойств исходных компонентов. Сочетание молотого стекольного песка с пылевидным кварцем и смягчающей добавкой каолина обеспечивает универсальность применения порошка для обработки как пластмассовых, так и металлических съемных зубных протезов.</p> <p>Способ применения: При работе с порошком персонал должен использовать защитный экран для глаз, медицинские перчатки для защиты рук от абразивного воздействия.</p> <p>Порошок развести с водой в соотношении 100 г порошка на 30 мл воды, полученную пасту нанести на полируемую поверхность. Полировку производить войлочными фильцами или щёткой на низких оборотах мотора (до 1500 об/мин) с небольшой нагрузкой на поверхность протеза, до появления блеска полируемой поверхности.</p> <p>Не использованные остатки после полировки утилизировать.</p> <p>Преимущества: Высокая скорость полировки Создает зеркальный блеск обрабатываемой поверхности Убирает небольшие риски и царапины одновременно с полировкой Образование стойкой суспензии с водой Область применения: стоматология</p> |

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

| Наименование товара | Упаковка | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики |
|---------------------|--|--|
| Эквивалент 1 | Упаковка не менее 2 кг | Предназначен для полировки пластмассовых и металлических съёмных протезов. Порошок полировочный представляет собой тонкоизмельченный кварц-полевошпатовый материал с небольшой добавкой каолина. |
| Эквивалент 2 | Упаковка (банка) не менее 2 кг Упаковка (Пакет) не менее 4 кг | Применяется для полировки пластмассовых и металлических съёмных протезов. Содержит абразив различной степени помола. |