

Техническое задание для тендеров на

Головки эластичные стоматологические «Poliflex» СК12 для предварительной обработки 100 шт.

Производство ООО «Целит», Россия

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p align="center">Головки эластичные стоматологические "Poliflex" СК12 для предварительной обработки (или эквивалент)</p>	<p align="center">Набор не менее 100 шт. в упаковке</p>	<p align="center">94 3370</p>	<p>Головки эластичные предназначены для предварительной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цементов.</p> <p>Характеристики: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин.</p> <p>Формы головок: Обратноконусная, конический конец с выемкой (Чаша узкая СК12) - форма головки соответствует ГОСТ Р ИСО 6360-2-2012. Для жевательных поверхностей моляров и премоляров. Головки соответствуют шифру 632 204 030 524 065 по ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012. Цвет – зеленый. Размер рабочей части 6,5x10 мм.</p> <p>Преимущества: Сниженное тепловыделение за счет основы из натурального каучука Высокая износостойчивость</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p>Вариант описания Головки эластичные стоматологические "Poliflex" SK12 для предварительной обработки 100 шт.</p>	<p>Упаковка не менее 100 шт.</p>	<p>Головки эластичные стоматологические по ТУ 9433-040-10614163-2015 Poliflex, модель SK12, УН 100шт/уп 1.7.2.4СК12 или эквивалент Головка полировальная чашеобразной узкой формы на угловой наконечник для предварительной и окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы, стеклоиономерных цементов, ортопедических конструкций из пластмассы, керамики. Изготовлена: рабочая часть - натуральный и синтетический каучук, наполнитель - оксид алюминия; держатель – латунь, покрытая никелем. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин. Давление: не более 0,3 - 2 N. Автоклавирование: не более 135 °С. Чаша узкая - для жевательных поверхностей моляров и премоляров. Medium – зеленые для предварительной обработки. Упаковка: головки, не менее 100 шт. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие. Декларация соответствия - наличие.</p>
<p>Эквивалент 1</p>	<p>Упаковка 1 шт.</p>	<p>Двухшаговая система полировки для обработки композитов. Полир для сглаживания и предварительной полировки. Прочное, жестко-упругое, гибкое соединение. Зернистость средняя. Рекомендуемая скорость вращения 7-10 тыс. об/мин. Размер 6,5х9,5 мм.</p>
<p>Эквивалент 2</p>	<p>Упаковка 100 шт.</p>	<p>Дентальные полиры для полировки всех микрофильных композитов. Размер 6,5х10 мм. Желтые полиры предназначены для шлифовки любых микрофильных композитов и для простого удаления остатков цемента на ортодонтических брекетах. Автоклавирование при 135°С. Рекомендуемая скорость вращения 7-10 тыс. об/мин</p>