

Описание объекта закупки

Жидкость стоматологическая для антисептической обработки и частичного расширения корневых каналов зубов на основе гипохлорита натрия 3% "Биосепт-Ц"

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
		3	4
1	2	Наименование показателей	Значение показателя
Раствор для очищения корневых каналов	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000011 Описание: Вещество, предназначенное для использования в стоматологии для облегчения очищения/промывания корневого канала (пространства канала) во время и/или после эндодонтических процедур для удаления смазанного слоя, пульповой ткани, некротических материалов и бактерий из обработанного инструментом корневого канала перед установкой эндодонтического пломбировочного материала. Как правило, изделие доступно в форме водного дезинфицирующего раствора (например, хлоргексидина, раствора гипохлорита натрия), доставляемого в канал при помощи ирригационной иглы или похожего приспособления, обеспечивая механическую и возможно химическую очистку канала. После применения изделием нельзя пользоваться повторно.	Назначение	предназначен для антисептической обработки корневых каналов зубов, химического расширения корневых каналов в сочетании с растворами (гелями) содержащими ЭДТА
		Описание	Стабилизированный раствор гипохлорита натрия, готовый к применению, специально разработанный для промывания корневых каналов во время эндодонтического лечения. Представляет собой прозрачную жидкость, бледно-жёлтого цвета с запахом хлора. Оказывает влияние на грамположительные и грамотрицательные бактерии, различные виды грибов и вирусов, без цитотоксичности на уровне апекса. Эффективно растворяет остатки пульпы и органическую часть смазанного слоя дентина, который образуется после работы эндодонтических инструментов в канале. Не токсичен на уровне апекса.
		Концентрация	3%
		pH	от 10 до 12
		Состав	гипохлорит натрия 3%
		Упаковка	Полимерный флакон. Крышка с системой набора Luer Lock
		Объем	Не менее 250 мл
		Срок годности	Не менее 24 мес
		Область применения	Стоматология
		Единица измерения	Штуки