

**Техническое задание для тендеров на  
 Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit»  
 Производство ООО «Целит», Россия**

<b>Наименование товара</b>	<b>Упаковка</b>	<b>Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики</b>
<p>Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» (или эквивалент)</p>	<p>Комплектность (Упаковка):</p> <p>Налобная лента - 1 шт;</p> <p>Щиток - 1 шт.;</p> <p>Инструкция по применению - 1 шт.;</p> <p>Тканевая резинка – 1 шт.</p>	<p>Маска-экран предназначена для эффективной защиты лица, глаз органов дыхания медицинского персонала от прямого попадания мелких частиц пыли, аэрозолей, брызг биологических жидкостей, в условиях медицинского учреждения при выполнении клинических или лабораторных процедур, а также стоматологических и косметологических работ. Выпускается в нестерильной форме.</p> <p><b>Характеристики:</b>          Масса: Маска-экран защитная медицинская для лица «Face Shield Celit» в сборе - 35±5 г.</p> <p><b>Габаритные размеры:</b>          Налобная лента - длина 260±5 мм, ширина 25±1 мм.          Щиток - высота 230±5 мм., длина большего основания 310±5 мм, длина меньшего основания 160±5мм, толщина щитка 0,35±0,15 мм.</p> <p><b>Преимущества и особенности экрана:</b>          Щиток маскирован с обеих сторон защитной пленкой, после удаления плёнки с обеих сторон, должен быть прозрачным, бесцветным и не искажать видимые предметы.</p> <p><b>Способ применения:</b>          Снимите защитную плёнку с обеих сторон щитка и налобной ленты. Выберите необходимые отверстия на щитке и налобной ленте. Проденьте тканевую резинку через отверстия и потяните, чтобы отрегулировать расстояние. Повторите действие с другой стороны. Для дополнительной надёжности зафиксируйте концы тканевой резинки с помощью узлов.</p> <p><b>Методы очистки и дезинфекция:</b>          После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию маски-экрана. Дезинфекцию проводят путём полного погружения маски-экрана в разобранном виде в дезинфицирующий раствор (перекись водорода концентрацией 3%), время выдержки 80 мин., после обработки промыть проточной водой.</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Экран-маска 1 шт.	<p>Защитная экран-маска - это устройство, предназначенное для защиты органов дыхания и слизистой от попадания капель, брызг и прочих потенциально опасных жидкостей во время контакта с другими людьми и объектами.</p> <p>Количество предметов в упаковке - 1 шт.</p> <p>Материал подкладки - полиуретан</p> <p>Декоративные элементы - без элементов</p> <p>Фактура материала - гладкий</p> <p>Вид застежки - резинка</p> <p>Комплектация - маска</p> <p>Страна производитель – Россия</p> <p>Состав - пластик 60%, поролон 20%, резина 20%.</p>
Эквивалент 2	Защитный пластиковый экран – 1шт.	<p>Защитный пластиковый экран для лица - простая и надежная конструкция с эластичной резинкой, с возможностью поднять экран вверх, так же имеет пластиковую накладку на лоб, простота конструкции обеспечивает невысокую стоимость.</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- высокая светопропускаемость (пропускная способность света 90%)</li> <li>- устойчивость к механическим повреждениям,</li> <li>- устойчивость к химическим веществам (маслам, жирам и прочее.)</li> <li>- хорошая переносимость погодных условий (перепады температур, колебания, дождевые и снеговые осадки, ветровые нагрузки)</li> </ul> <p>толщина от 0,15 мм до 0,6 мм</p> <p>Крепление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мягкая накладка, плотно прилегает ко лбу</li> <li>- благодаря резинке не соскальзывает при движении или наклоне головы,</li> <li>- обзор 360 градусов.</li> </ul>
Эквивалент 3	Защитная маска-экран для лица – 1 шт.	<p>Защитная маска экран для лица предназначена для защиты глаз и органов дыхания от попадания брызг жидкостей при близком общении с посетителями и клиентами. Рекомендуется использовать совместно с медицинской маской. Основная часть изделия - обзорный щиток, который изготовлен из прозрачного ПЭТ, не искажает видимые предметы, не желтеет. Экран помогает меньше прикасаться к собственному лицу или делать это осознанно.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Не потеет голова во время длительного использования (в отличие от более дешевых экранов)</li> <li>Возможность замены изношенного экрана</li> <li>Удобная регулировка длины резинки для охвата головы</li> <li>Не искажает изображение при использовании</li> <li>Толщина экрана 300 мкм обеспечивает отсутствие механических вибраций при активной работе</li> <li>Наличие специальной съемной плёнки обеспечивает 100% защиту от царапин при хранении и транспортировке</li> <li>Размер - 310x210мм</li> <li>Поле под логотип - 310x45мм</li> <li>Возможность смены экрана - Да</li> <li>Материал -ПЭТ</li> <li>Область применения -Средство индивидуальной защиты</li> <li>Страна производитель -Россия</li> </ul>