

Техническое задание для тендеров на

Жидкость стоматологическая для антисептической обработки и частичного расширения корневых каналов зубов на основе гипохлорита натрия 3% "Биосепт-Ц"

Производство ООО «Целит», Россия

Наименование товара	Упаковка	ОКП	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p align="center">Жидкость стоматологическая для антисептической обработки и частичного расширения корневых каналов зубов на основе гипохлорита натрия 3% "Биосепт-Ц" (или эквивалент)</p>	<p align="center">Жидкость (флакон) не менее 250 мл</p> <p align="center">Жидкость (флакон) не менее 25 мл</p>	<p align="center">93 9170</p>	<p>Материал предназначен для антисептической обработки корневых каналов зубов, химического расширения корневых каналов в сочетании с растворами (гелями) содержащими ЭДТА</p> <p>Характеристики: Стабилизированный 3% раствор гипохлорита натрия, готовый к применению, специально разработанный для промывания корневых каналов во время эндодонтического лечения. Представляет собой прозрачную жидкость, бледно-жёлтого цвета с запахом хлора, рН от 10 до 12. Оказывает влияние на грамположительные и грамотрицательные бактерии, различные виды грибов и вирусов, без цитотоксичности на уровне апекса. Эффективно растворяет остатки пульпы и органическую часть смазанного слоя дентина, который образуется после работы эндодонтических инструментов в канале.</p> <p>Преимущества: Мощное бактерицидное действие Не токсичен на уровне апекса Представлены различные варианты фасовки</p> <p>Область применения: стоматология</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	<p>Флакон (жидкость) не менее 250 мл</p> <p>Флакон (жидкость) не менее 100 мл</p> <p>Флакон (жидкость) не менее 30 мл</p>	<p>Стабилизированный раствор гипохлорита натрия - растворяет органическую основу дентина: как живые (химически фиксированные) так и некротизированные ткани. Обладает бактерицидным действием на все грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, грибы и вирусы без цитотоксичности на уровне апекса. Для медикаментозной обработки корневых каналов в качестве бактерицидного, кровоостанавливающего и отбеливающего средства, для химического расширения каналов в сочетании с растворами ЭДТА, а также для дезинфекции полости зуба.</p>
Эквивалент 2	<p>Флакон (жидкость) не менее 300 мл</p> <p>Флакон (жидкость) не менее 100 мл</p> <p>Флакон (жидкость) не менее 30 мл</p>	<p>Жидкость антисептическая предназначена для инфицированных корневых каналов зубов при лечении пульпитов и периодонтитов. Мощная антисептика против инфекции. Стабилизированная основа увеличивает срок использования.</p>
Эквивалент 3	<p>Флакон (жидкость) не менее 250 мл</p>	<p>Стабилизированный раствор очищенного 3% гипохлорита натрия полностью отвечает всем требованиям, которые предъявляются к раствору для промывания каналов: химическое воздействие, состоящее в растворении органической матрицы дентина, тем самым позволяющее должным образом расширить канал, бактерицидное действие гипохлорита натрия на все грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибы и вирусы.</p>