

Описание объекта закупки

Материал стоматологический пломбировочный цинк-оксидэвгенольный рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов «ЭНДОВИТ»

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Материал пломбировочный эндодонтический	Код ОКПД-2 32.50.50.000 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00001218 Описание: Твердеющая субстанция, используемая в эндодонтии для постоянной пломбировки корневых каналов. Вещество может твердеть без присутствия влаги, и обычно вводится с коронковой части зуба. Изделие имеет различные металлические или полимерные включения в своем составе (серебро, метилметакрилат, цинк-оксид-эвгенол, стеклоалкенаат, гидроксид кальция, силикон). Эта группа изделий не включает в себя гуттаперчу. Одноразовое применение.	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Материал применяется для постоянного пломбирования корневых каналов зубов после витальной экстирпации пульпы.
		Описание	Материал легко вводится в канал и герметично его закрывает. Пломбировочный материал не рассасывается в корневом канале, оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, рентгеноконтрастный, легко переносится тканями зуба. Применяется в качестве силера с гуттаперчевыми штифтами. Материал имеет высокий уровень пластичности замешиваемой массы и крайне низкую растворимость в корневом канале.
		Форма выпуска	Порошок в банке — не менее 20г; Жидкость во флаконе — не менее 10 мл; Инструкция по применению — не менее 1 шт; Ложка для дозирования — не менее 1 шт; Блок для замешивания — не менее 1 шт.
		Состав	Порошок: оксид цинка, рентгеноконтрастный наполнитель, противовоспалительные и антисептические добавки Жидкость: эвгенол, тимол
		Рабочие параметры	Пропорция замешивания материала
			2,5:1
			Рабочее время при соблюдении температуры замешивания, мин.
			Не менее 30
			Время твердения материала, ч.
			Не менее 1 не более 72
		Область применения	Стоматология
		Срок годности	Не менее 36 мес
		Единица измерения	Шт

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект