

**Техническое задание для тендеров на
Материал пломбировочный на основе
цинксульфатного цемента ароматизированного
для временного пломбирования
«ТЕМПОПРО» Радуга-Р
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКПД-2	КТРУ	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
<p style="text-align: center;">Материал пломбировочный на основе цинксульфатного цемента ароматизированного для временного пломбирования «ТЕМПОПРО» Радуга-Р (или эквивалент)</p>	<p style="text-align: center;">Полимерная банка (паста) не менее 50г</p>	<p style="text-align: center;">32.50.50.190</p>	<p style="text-align: center;">32.50.22.140-00000009</p>	<p>Материал пломбировочный предназначен для временного пломбирования зубов. Представляет собой однородную пасту бледно-розового цвета с запахом. Материал является цинк-сульфатным цементом на масляной основе и представляет собой готовую к применению пластичную, однородную пасту розового цвета, отверждающуюся под воздействием влаги полости рта в течение 2-3-х часов, в процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое покрытие.</p> <p>Преимущества: Обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и превосходной адгезии к твердым тканям зуба Не вызывает раздражения тканей полости рта Обладает бактерицидными свойствами</p> <p>Область применения: стоматология</p>

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Пластмассовая банка не менее 50 г	Временный пломбировочный материал. Выпускается в виде плотной массы, приготовленной на основе порошка цинк сульфатного цемента и пастообразователя с добавлением отдушек и красителей. Предназначен для покрытия лекарственного вещества в кариозной полости и временных пломб. Состав содержит: окись цинка и водный сульфат цинка, с отдушками и красителями, не содержит эвгенола. Отверждается под воздействием влаги полости рта в течение 2 часа.
Эквивалент 2	Банка не менее 25 г	Безэвгенольный материал для временного пломбирования полостей. Отлично прилипает к дентину, быстро твердеет, немного расширяется при твердении, обеспечивая герметичность пломб. Не оказывает вредного воздействия на мягкие ткани, устойчив к воздействию слюны.
Эквивалент 3	Банка не менее 40 г	Полимерный материал для временных пломб, затвердевающий во влажной среде. Легкое введение и извлечение, герметичное заполнение полости, без эвгенола, оптимальное время затвердевания, превосходная стабильность после затвердевания, хорошая устойчивость к нагрузке. Паста белого цвета