

**Техническое задание для тендеров на  
Головки эластичные стоматологические «Siliflex» СК15 для предварительной обработки 50 шт.  
Производство ООО «Целит», Россия**

| Наименование товара  | Упаковка  | ОКП  | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики   |
|--|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Головки эластичные стоматологические "Siliflex" СК15 для предварительной обработки (или эквивалент)</p> | <p style="text-align: center;">Набор не менее 50 шт. в упаковке</p> | <p style="text-align: center;">94 3370</p> | <p>Универсальные силиконовые полиры предназначены для предварительной обработки любых композитных материалов.</p> <p><b>Характеристики:</b> рабочая часть – силиконовая резина, наполнитель - оксид алюминия, держатель – нержавеющая сталь. Результат шлифовки - ровная и гладкая поверхность. Хвостовик - RA (угловой наконечник). Скорость вращения не более 12 тыс. об/мин.</p> <p><b>Формы головок:</b><br/>Острие (СК15) - для вестибулярных и проксимальных поверхностей..<br/>Цвет – терракот. Размер рабочей части 4х7 мм.</p> <p><b>Преимущества:</b><br/>Эффективная самозатачиваемость поверхности полира благодаря силиконовой основе<br/>Истираемость силиконовой основы обеспечивает открытие режущих кромок абразивных частиц, что гарантирует высокую скорость полировки и снижает тепловое воздействие на пломбу<br/>Высокая износостойчивость</p> |

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

| Наименование товара | Упаковка        | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики   |
|---------------------|-----------------|--|
| Эквивалент 1        | Упаковка 25 шт. | Двухшаговая полировочная система. Для любого рода реставраций с использованием композитов, компомеров и амальгамы, а также для золота и зубной эмали. Поверхность выравнивается при помощи специального предварительного полира. Для обработки и предварительной полировки (светло – бордовый). Формы головки: пуля - размер 4x9, держатель RA (РА) нержавеющей сталь. |
| Эквивалент 2        | Упаковка 25 шт. | Дентальные полиры для всех стандартных композитов, компомеров и стеклоиономеров. Размер 5x10 мм.<br>Белые полиры - грубая зернистость. Предназначены для удаления материала. Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин. Автоклавирование при 135°. Держатель – нержавеющая сталь.  |
|                     |                 | Дентальные полиры для всех стандартных композитов, компомеров и стеклоиономеров. Размер 5x10 мм.<br>Зеленые полиры - средняя зернистость. Предназначены для финальной обработки. Скорость вращения не более 10 тыс. об/мин. Автоклавирование при 135°. Держатель – нержавеющая сталь.  |