

Описание объекта закупки

Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием «Деаквин-Ц»

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Материал для расширения корневого канала	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000011 Описание: Вещество, предназначенное для использования в стоматологии для облегчения очищения/промывания корневого канала (пространства канала) во время и/или после эндодонтических процедур для удаления смазанного слоя, пульповой ткани, некротических материалов и бактерий из обработанного инструментом корневого канала перед установкой эндодонтического пломбировочного материала. Как правило, изделие доступно в форме водного дезинфицирующего раствора (например, хлоргексидина, раствора гипохлорита натрия), доставляемого в канал при помощи ирригационной иглы или похожего приспособления, обеспечивая механическую и возможно химическую очистку канала. После применения изделием нельзя пользоваться повторно.	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Жидкость предназначена для обезвоживания и обезжиривания корневых каналов зубов, кариозных полостей перед пломбированием зубов и для осуществления обработки твёрдых тканей зубов перед установкой несъемных протезов.
		Описание	Жидкость обезвоживает и обезжиривает твёрдые ткани зуба. Жидкость удобна в использовании и не требует осушающей струи сжатого воздуха. Не содержит диэтилового эфира, этанола и ацетона.
		Состав	Комплекс легко испаряющихся эфиров уксусной кислоты
		Форма выпуска	Жидкость (флакон) – 30 мл; Капельница — 1 шт; Рекомендация по применению — 1 шт
		Объем	Не менее 30 мл
		Область применения	Стоматология
		Единица измерения	Шт*

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект