

**Техническое задание для тендеров на  
Жидкость для обезжиривания  
и обезвоживания корневых каналов зубов  
«ЖР-1» Радуга-Р  
Производство ООО «Целит», Россия**

Наименование товара	Упаковка	ОКПД-2	КТРУ	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Жидкость для обезжиривания и обезвоживания корневых каналов зубов «ЖР-1» Радуга-Р (или эквивалент)	Флакон (жидкость) не менее 15 мл	21.20.24.180	21.20.24.180-00000001	<p>Жидкость предназначена для обезжиривания и обезвоживания корневых каналов зубов перед пломбированием, а также зубов отпрепарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов.</p> <p>Содержит комплекс легкоиспаряющихся растворителей, который обезвоживает и обезжиривает корневые каналы зубов и твёрдые ткани зуба.</p> <p><b>Преимущества:</b>  Не содержит диэтилового эфира и этанола  Легко испаряется  Высушивание и обезжиривание каналов в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.</p> <p><b>Область применения:</b> стоматология</p>

**Описание функциональных характеристик эквивалентов.**

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Флакон (жидкость) не менее 15 мл	Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.
Эквивалент 2	Флакон (жидкость) не менее 30 мл	Жидкость на основе изопропанола, изоамилацетата Применяется для: удаления влаги и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей, обработки зубов, препарированных под коронку, перед фиксацией протеза
	Флакон (жидкость) не менее 15 мл	