

Описание объекта закупки

Материал для временного пломбирования корневых каналов зубов «Супрадент-К»

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Присвоен «Прокладка стоматологическая лайнерная» Соответствует «Материал защитный для пульпы зуба»	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ присвоен 32.50.11.000-00000105 Описание: Вещество, помещаемое на внутреннюю поверхность отпрепарованной полости, перед внесением пломбировочного материала, такого, как амальгама, для защиты пульпы от химического раздражения. Материал накладывается тонким слоем, в состав которого входят оксид цинка (ZnO), эвгенол (C10H12O2) или гидроксид кальция (Ca(OH)2). Одноразовое применение Соответствует 32.50.50.190-00000026 Описание: Материал, имеющий разный состав, используемый для покрытия пульпы при наличии глубоких полостей. Иногда эти материалы называют цементами или прокладками. Выбирать материал из группы следует соответственно основному составу. Одноразовое применение	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Предназначен для временной obturation корневых каналов с целью антисептического воздействия на систему корневых каналов
		Описание	Стоматологический материал выпускается в виде готовой к применению рентгеноконтрастной пасты, в состав которой входят: - гидроокись кальция, которая стимулирует образование костной ткани и обеспечивает длительное и интенсивное антимикробное действие; - «активное» серебро в ионной форме, которое усиливает антимикробное действие гидроксида кальция, не вызывая окрашивания зуба; - пастообразователь и рентгеноконтрастные добавки. В результате применения стоматологического материала происходит формирование верхушечного отверстия корня в течение 3-6 месяцев. При консервативном лечении хронических периодонтитов в течение 6-15 месяцев становится возможным окончательное пломбирование корневого канала.
		Способ применения	Для апексификации зубов с незавершённым ростом корня в просушенный канал ввести пасту, запломбировать временным, но прочным пломбировочным материалом из стеклоиономерного цемента. Через 3-4 недели целесообразно заменить пасту в канале свежей порцией. Через 3 месяца определить состояние периодонта: если утолщение в области верхушки отсутствует, следует повторно внести пасту в канал; если верхушка сформирована, то корневой канал окончательно запломбировать способом латеральной конденсации. Для лечения хронических периодонтитов в подготовленный канал с помощью каналонаполнителя ввести пасту сроком на 7–10 дней. Пасту изолировать ватным тампоном и герметизировать зуб временным пломбировочным стеклоиономерным цементом. Во второе посещение канал очистить от пасты, промыть ирригационным раствором (раствор гипохлорита натрия), высушить и заполнить новой порцией пасты сроком на 1 месяц. Через 3 месяца сделать первый контрольный снимок для оценки эффективности лечения. В зависимости от результатов продолжить лечение или запломбировать канал окончательно постоянным пломбировочным материалом.
		Состав	Гидроокись кальция; «Активное» серебро в ионной форме; Пастообразователь и рентгеноконтрастные добавки
		Форма выпуска	Паста (шприц) — 2,5 г.; Канюли – 5 шт.; Руководство по эксплуатации — 1 шт.
		Срок годности	Не менее 12 мес
		Область применения	Стоматология
		Единица измерения	Шт*

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект