

Техническое задание для тендеров на

«Brilliance Comp»

Паста полировальная стоматологическая для финишной полировки поверхностей

композитных реставраций зубов и виниров

Производство ООО «Целит», Россия

Наименование товара	Упаковка	ОКПД	КТРУ	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Паста полировальная стоматологическая для финишной полировки поверхностей композитных реставраций зубов и виниров «Brilliance Comp» (или эквивалент)	Емкость полимерная (шприц): не менее 4 г.	32.50.50.190	32.50.50.190-00000327	<p>Паста полировальная предназначена для финишной полировки поверхностей композитных реставраций зубов светового, химического отверждения и виниров. Паста полировальная «Brilliance Comp» представляет собой пластичную, однородную пасту светло-серого цвета.</p> <p>В состав пасты входит тонкий алмазный абразивный материала с помощью, которого осуществляется финишная полировка, а также полимерные водорастворимые добавки, которые предотвращают разбрызгивание пасты.</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <p>В процессе работы не разбрызгивается, легко смывается водой Полировка поверхностей зубов без повреждения эмали. Достижение финишной полировки поверхностей композитных реставраций зубов и виниров в один этап.</p>

**Описание функциональных характеристик эквивалентов.**

Эквивалент 1	Упаковка не менее 4 г.	Полировочная паста для композитных материалов - водорастворимая паста на основе оксида алюминия, разработанная для окончательной полировки композитных реставраций фронтальных и боковых зубов, закрытий диастем, эстетических удлинений резцов или виниров.
Эквивалент 2	Упаковка не менее 5 г.	Паста предназначена для полирования пломб из композитных и стеклоиономерных материалов. Содержит абразивы: кварц и корунд (5 мкм), наполнитель и гидрофильный пастообразователь. Преимущества: Качественная обработка пломб без повреждения здоровых тканей зуба Удобное нанесение Отличная смываемость водой Эффект «сухого» блеска
Эквивалент 3	Упаковка не менее 3 г.	Полировочная паста для в процессе окончательной полировки поверхности пломб, созданных из композитных материалов химического и светового отверждения. Принципом действия пасты, является использование специфических абразивных свойств мелкодисперсного алмазного порошка. Таким образом, обеспечивается эффективное проведение окончательной полировки уже сформированной пломбы, изготовленной из композитов.
Эквивалент 4	Упаковка не менее 45 г.	Профессиональная паста без фтора для полировки зубов. Двухшаговая профессиональная чистка и полировка зубов и реставраций из золота, амальгамы и композитов. Паста без пемзы с низкой абразивностью. Отсутствие в составе фторида натрия позволяет успешно применять пасту для профилактической чистки перед реставрацией, отбеливанием и перед фиксацией брекет-систем. Преимущества: Профессиональная система паст без фтора. Двухшаговая чистка, не требующая специального обучения. Высокая эффективность чистки и отличный результат полировки. Возможность использования для проведения чистки перед реставрацией (без снижения адгезии) благодаря отсутствию фторидов. Экономичная система позволяет рутинно применять процедуру гигиенической чистки перед каждой реставрацией.