

Описание объекта закупки
Головки эластичные стоматологические «Diaflex» набор №1 8 шт.

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	
Головка шлифовальная стоматологическая, многоразового использования	Код ОКПД-2 32.50.13.190 Код позиции КТРУ 32.50.11.000-000000092 Описание: Вращающаяся насадка, разработанная для присоединения к наконечнику стоматологической бормашины с целью осуществления абразивного вращения, как правило, для полировки и сглаживания натуральных или реставрационных стоматологических материалов (например, коронок) во время стоматологической процедуры. Изделие, также известное как полир, выпускается в различных формах (например, конической), размерах и из разных материалов (например, из кремнийорганического соединения, резины, карборунда, оксида алюминия). Это изделие, пригодное для многоразового использования.	Наименование показателей		Значение показателя
		Назначение		Головки эластичные предназначены для предварительной и окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цемента.
		Характеристики:		
		Рабочая часть		натуральный и синтетический каучук
		Наполнитель		синтетический алмаз
		Держатель		латунь, покрытая никелем
		Хвостовик		РА (угловой наконечник)
		Скорость вращения		не более 10 тыс. об/мин
		Результат шлифовки		зеркальная гладкая поверхность
		Форма головки	Размер рабочей части	Назначение формы
		Конусная заостренная (Острые СК15)	4х7 мм.	Для вестибулярных и проксимальных поверхностей.
		Яйцо, длинная форма, боковое резание (Оливка СК16)	3х7 мм	Для вестибулярных и проксимальных поверхностей
		Груша d<1<3d (Груша СК17)	3,5х6 мм	Для вестибулярных и проксимальных поверхностей
		Диск профилированный (Диск СК18)	15х5,5 мм	Для вестибулярных и проксимальных поверхностей.
		ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012		Соответствие
		Метод стерилизации		Автоклавирувание
		Цветокодировка:	серый	предварительная обработка
			бежевый	Окончательная обработка
		Комплект поставки:		8 шт. в коробке полимерной.
		Единица измерения		Упаковка