

Описание объекта закупки

Цемент стеклополиалкенатный рентгеноконтрастный фторсодержащий химического отверждения для применения в качестве подкладок под композитные пломбы, а также в качестве постоянной пломбы (основы) в молочных зубах «Целит Иonomer ПХ»

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)		
1	2	3	4	
Цемент стоматологический стеклоиономерный	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00001392 Описание: "Нестерильное вещество, предназначенное для профессионального использования в качестве стоматологического цемента (например, пломбирующего вещества, лайнера, базы) и/или непосредственно стоматологического реставрационного материала; отверждение осуществляется за счет реакции между порошком алюмосиликатного стекла и водным раствором полиалкеновой кислоты. Как правило, включает некоторые дополнительные филлеры. После применения изделие нельзя использовать повторно."	Наименование показателей	Значение показателя	
		Назначение	Предназначен для использования в качестве основы или подкладок при пломбировании зубов композитными материалами, а также для пломбирования кариозных полостей молочных зубов.	
		Описание	Выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. В комплекте кондиционер для улучшения адгезии. Цемент обладает высокой биологической совместимостью с тканями зуба, механической прочностью, рентгеноконтрастностью, стойкостью к кислотной эрозии, обладает химической адгезией к дентину и эмали, предупреждает развитие вторичного кариеса за счет пролонгированного выделения ионов фтора. Применяется для пломбирования и реставрации полостей III и V классов. Используется в детской стоматологии, также используется для фиксации. Соответствует требованиям ГОСТ 31578-2012.	
		Форма выпуска	Порошок: банка – не менее 20 г.; Затворная жидкость (флакон-капельница №1) – не менее 10 мл.; Жидкость-кондиционер (флакон-капельница №2) – не менее 10 мл.; Рекомендация по применению – не менее 1 шт.; Ложка мерник – не менее 1 шт.; Блок для смешивания – не менее 1 шт.	
		Цвет порошка	Белый / А2 / А3	
		Состав	Порошок: тонкодисперсное кальций-стронций-алюмофторсиликатное стекло Жидкость: модифицированный раствор полиакриловой кислоты. Кондиционер: 10% раствор полиакриловой кислоты	
		Температура замешивания	18-23 С	
		Рабочие параметры	Пропорция замешивания цемента	2,7-2,8:1
			Рабочее время при соблюдении температуры замешивания, мин.	2-2,5
			Время твердения цемента, мин.	5-6
		Срок годности	Не менее 24 мес	
		Область применения	Стоматология	
		Единица измерения	Шт*	

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект