## Техническое задание для тендеров на

## Круги шлифовальные эластичные зуботехнические КШЭ -«Целит»

## Производство ООО «Целит», Россия

Наименование товара	Упаковка	окп	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Круги пплифовальные эластичные зуботехнические КШЭ –«Целит» (или эквивалент)	Упаковка не менее 3 шт.	23.91.11.190	Круги шлифовальные эластичные зуботехнические для предварительной обработки (после литья) зубных протезов из нержавеющих сталей и неблагородных сплавов. Предназначены для шлифования коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штампованопаяных коронок на шлиф машине. Круги предназначены для применения в зуботехнических лабораториях.  Характеристики: скорость вращения до 3000 об./мин Внешний диаметр 90 мм, внутренний диаметр 8мм, толщина 8мм  Типоразмер: ПП90 (круги шлифовальные эластичные прямого профиля)  Цвет: Серый Преимущества: Высокая износоустойчивость Оптимальная эластичность за счет специально подобранного состава каучуков Отсутствие темных пятен от перегрева при обработке изделий Использование электрокорунда исключительно высокого качества

## Описание функциональных характеристик эквивалентов.

Наименование товара	Упаковка	Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики
Эквивалент 1	Упаковка не менее Зшт	ПП 90х8х10 — предназначены для финициното шлифования и полировки коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об/мин. Круги шлифовальные эластичные являются универсальным абразивным стоматологическим инструментом, позволяющим произвести все виды последовательной обработки конструкций, включая полировку. Тщательно подобранная абразивность на базе высокосортного корунда и отработанный рецепт резиновой смеси определяют износоустойчивость и долговечность изделий Серого цвета — для тонкой (финициной) шлифовки и полировки мостовидных протезов и коронок. КОМПЛЕКТНОСТЬ в упаковке - 3 шт.  ТАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 10 лет УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Круги шлифовальные эластичные следует хранить в упакованном виде в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +30°C.