

Описание объекта закупки

Гель с содержанием пероксида карбамида для химического расширения корневых каналов зубов "Дилатон-гель+"

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Материал для расширения корневого канала	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000217 Описание: Жидкое или гелеобразное вещество, обычно используемое во время процедур в корневом канале в качестве хелатного агента при химическом расширении для облегчения механического расширения или в качестве смазки для облегчения проникновения эндодонтического инструмента. Как правило, обладает бактерицидными свойствами. После применения это изделие не может быть использовано повторно.	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Гель является медицинским изделием кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме для профессионального использования врачами - стоматологами, предназначен для химического расширения корневых каналов зубов верхнего и нижнего ряда и выявления устья каналов, обладает антисептическим действием.
		Описание	Основным действующим веществом является трилон Б, который обеспечивает размягчение дентина корневого канала и растворение смазанного слоя, увеличивает дентинную проницаемость, что улучшает адаптацию силера к стенкам канала. Содержание пероксида карбамида способствует пенообразованию в канале, что облегчает удаление дентинных опилок. Гелеобразная форма удобна в применении, служит хорошей смазкой для эндодонтического инструмента, водорастворимая основа позволяет легко вымывать гель из канала.
		Состав	19% трилон Б (динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты); пероксид карбамида; водорастворимый гелеобразователь.
		Цвет	Белый
		Форма выпуска	Шприц с гелем, закрытый колпачком — 1 шт; Рекомендация по применению — 1 шт; Насадка на шприц (игла) — 5 шт.
		Объем	Не менее 5 г
		Срок годности	Не менее 24 мес
		Область применения	Стоматология
		Единица измерения	Шт*

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект