

Описание объекта закупки

Материал стоматологический подкладочный фторсодержащий на основе гидроокиси кальция «Супрадент» в шприц-тюбике

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Присвоен «Прокладка стоматологическая лайнерная» Соответствует «Материал защитный для пульпы зуба»	Код ОКПД-2 32.50.50.190 Код позиции КТРУ Присвоен 32.50.11.000-00000105 Описание: Вещество, помещаемое на внутреннюю поверхность отпрепарованной полости, перед внесением пломбировочного материала, такого, как амальгама, для защиты пульпы от химического раздражения. Материал накладывается тонким слоем, в состав которого входят оксид цинка (ZnO), эвгенол (C₁₀H₁₂O₂) или гидроксид кальция (Ca(OH)₂). Одноразовое применение. Соответствует 32.50.50.190-00000026 Описание: Материал, имеющий разный состав, используемый для покрытия пульпы при наличии глубоких полостей. Иногда эти материалы называют цементами или прокладками. Выбирать материал из группы следует соответственно основному составу. Одноразовое применение.	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Используется в качестве подкладочного материала под постоянные пломбы при лечении глубокого кариеса (прямое и непрямое покрытие пульпы).
		Описание	Представляет собой готовую к применению рентгеноконтрастную пасту на основе гидроокиси кальция. Материал способствует образованию вторичного дентина, являющегося биологической защитой живой пульпы зуба. Обладает антисептическим действием благодаря высокому рН среды и обеспечивает интенсивное антимикробное действие.
		Способ применения	Нанести материал на дно полости, слой просушить сжатым воздухом
		Время твердения	Не более 30 сек
		Состав	гидроокись кальция рентгеноконтрастный наполнитель пастообразователь на водной основе модифицирующие добавки
		Форма выпуска	Паста (шприц)- 7 г.; Инструкция по применению — 1 шт.
		Срок годности	Не менее 12 мес
		Область применения	Стоматология
		Единица измерения	Шт*

*1 Шт = 1 уп = 1 комплект