

**Техническое задание для тендеров на  
Гель для травления эмали и дентина "Целит" "Продент 36"  
Производство ООО «Целит», Россия**

| Наименование товара   | Упаковка  | ОКП   | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики   |
|---|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Гель для травления эмали и дентина "Целит" "Продент 36" (или эквивалент)</p> | <p style="text-align: center;">Шприц (гель) не менее 5 мл (7,5 г)</p> | <p style="text-align: center;">32.50.50.000</p> | <p>Медицинское изделие кратковременного применения, выпускается в нестерильной форме, для профессионального использования врачами стоматологами, предназначен для протравливания эмали и дентина в процессе подготовки зуба к пломбированию</p> <p><b>Характеристики:</b> Содержит ортофосфорную кислоту 36±2%, обладает оптимальной консистенцией и после нанесения на обрабатываемую поверхность не стекает, полностью смывается водой. Обработка препарируемой поверхности гелем позволяет значительно увеличить адгезию пломбировочного материала к твёрдым тканям зуба.</p> <p><b>Преимущества:</b><br/> Оптимальная консистенция для точечного нанесения<br/> Легко и быстро смывается водой<br/> Цветоконтрастен<br/> На неорганической основе<br/> Прост в применении</p> <p><b>Область применения:</b> стоматология</p> |

Описание функциональных характеристик эквивалентов.

| Наименование товара | Упаковка  | Функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики   |
|---------------------|---|--|
| Эквивалент 1        | Шприц (гель) не менее 3*3,5 мл                                | Гель для протравления дентина и эмали. Гель для протравления эмали и дентина не подсыхает, не стекает, плотно фиксируясь на месте. В состав материала входит фосфорная кислота высшей квалификации – 37 % (оптимальная доля содержания). В наборе 20 сменных канюль для аппликации.          |
| Эквивалент 2        | Шприц (гель) не менее 5 мл                                    | Гель для травления эмали перед реставрацией. Содержит ортофосфорную кислоту (37%), хлорбутанол (активный антисептик). Высокая контрастность цвета для контроля нанесения, оптимальная консистенция для точечного нанесения, быстрое удаление смазанного слоя                                 |
| Эквивалент 3        | Шприц (гель) не менее 5 мл<br><br>Шприц (гель) не менее 20 мл | Гель предназначен для травления эмали перед пломбированием кариозных полостей препарированного зуба. В состав геля для травления эмали входит 37% фосфорная кислота, гелеобразователь и краситель. Обладает высокой тиксотропностью, не течет на десну и легко, без остатка смывается водой. |
| Эквивалент 4        | Шприц (гель) не менее 5 мл                                    | Травящее средство, применяемое в технологии кислотного травления. Содержит 35 % ортофосфорной кислоты, голубой цвет для визуального контроля. Стабильный не капающий гель  |