

Описание объекта закупки
Головки эластичные стоматологические «Diaflex»

Спецификация:

Наименование товара в соответствии с КТРУ (работ, услуг)	Код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)	Характеристики товара (работ, услуг)	
1	2	3	4
Головка шлифовальная стоматологическая, многоразового использования	Код ОКПД-2 32.50.13.190 Код позиции КТРУ 32.50.11.000-00000092 Описание: Вращающаяся насадка, разработанная для присоединения к наконечнику стоматологической бормашины с целью осуществления абразивного вращения, как правило, для полировки и сглаживания натуральных или реставрационных стоматологических материалов (например, коронок) во время стоматологической процедуры. Изделие, также известное как полир, выпускается в различных формах (например, конической), размерах и из разных материалов (например, из кремнийорганического соединения, резины, карборунда, оксида алюминия). Это изделие, пригодное для многоразового использования.	Наименование показателей	Значение показателя
		Назначение	Головки эластичные предназначены для предварительной и окончательной обработки пломб из композитных материалов светового и химического отверждения, амальгамы и стеклоиономерных цемента.
		Характеристики:	
		Рабочая часть	натуральный и синтетический каучук
		Наполнитель	синтетический алмаз
		Держатель	латунь, покрытая никелем
		Хвостовик	РА (угловой наконечник)
		Скорость вращения	не более 10 тыс. об/мин
		Результат шлифовки	зеркальная гладкая поверхность
		Форма головки	Обратноконусная, только с боковым резанием, вогнутый конец (Чаша широкая СК13)
		Назначение формы	Для жевательных поверхностей моляров и премоляров.
		ГОСТ Р ИСО 6360-1-2012	Соответствие
		Размер рабочей части	9х8 мм
		Метод стерилизации	Автоклавирувание
		Цветокодировка:	серый предварительная обработка
			бежевый Окончательная обработка
		Комплект поставки:	1 шт.; 2 шт.; 8 шт.; 10 шт.; 30 шт.; 50 шт.; 100 шт. в пакете полимерном.
			50 или 100 шт., размещённые на вставке из поролонa, в коробке картонной.
		Единица измерения	Шт